

全自動タイプ

全自動型塩素注入器

日曹ハイクロネーター B-60型

◇対象：200～2000m³

長期間の運転も安心・安全◆機械で自動塩素注入する理想的な塩素管理システムです



使用薬剤

日曹ハイクロンLT-200 日曹ハイクロンLT-100
日曹ハイクロンHB-200S

全自動管理

遊離残留塩素管理を全自動で行います。遊離残留塩素計により常時測定し、規定値内に完全管理します。また、記録計にて管理状況を把握することができます。


長期連続管理

薬剤を最大60kg充填できます。このため、数日間の無人管理が可能です。長期休暇後にプール水交換の必要がなく、水の節約に貢献します。

コンパクト設計

必要な機器のみを選択し、腐蝕などに強い材質でコンパクトに設計されています。狭い場所にも設置が可能です。

フローシート



仕様

幅 (mm)	奥行き (mm)	高さ (mm)	重量/本体 (kg)
600	750	1600	60

電源	インターロック	タイマー	記録計
AC200V・AC100V可 50/60Hz	○無電圧	○	○

残留塩素計	測定範囲	薬剤最大充填量 (kg)
ポーラログラフ法	0～2mg/l	60

※インターロック…ろ過器と連動して、本機をON、OFFにする装置

接続配管

入口	出口	ドレン
20A	20A	25A

※改良により、外観・仕様が変更になる場合があります。
※使用前、設置前に、付属の取扱説明書を必ずお読みください。